

ACCESSORI



A1126A-6 A1127A-8
punti per Bates "ANKER"



A1125RAPID
graffatrice



A1126L (43/6) A1127L (43/8)
punti per graffatrice RAPID



A2313B matite in grafite bianche
A2313N matite in grafite nere
(ex CONTE')



A2313BA matite acquarellabili
A2313NA matite acquarellabili
bianche BA – nere NA



Matite dermatografiche autoaffilanti
A2313D bianche
A2313DA colorate (specificare col.)
nero-blu-giallo-rosso-verde

Pennarelli evanescenti

Per un uso corretto, seguite le istruzioni sotto indicate



A1142/44 pennarello evanescente viola + cancellatore
A1142R/44 pennarello evanescente rosa + cancellatore

A1142 pennarello evanescente VIOLA
A1142R pennarello evanescente ROSA
A1142B pennarello evanescente BLU (idrosolubile)
A1143 pennarello evanescente BIANCO

A1144 pennarello cancellatore

RICORDIAMO CHE:

La traccia svanisce da sola in tempi da 1 a 14 gg secondo il colore, escluso il BLU che è cancellabile solo con acqua. Svaniscono tutti con lavaggio ad acqua – solo ROSA e VIOLA possono essere cancellati con il cancellatore. Il BIANCO può essere cancellato anche con lo stiro.



A1142UVA
Pennarelli evidenziabili con luce UV



A1142UVAM
matite con mine intercambiabili UV



A973JLAMPUV
lampadine UV per lampade neon
A973JCPL o A973J2 vedi pag.85